


ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacie zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).

Výrobce:

 ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnowska, A.Tarnowski
ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

MD



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615



TENTO ZNAK OZNAČUJE MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

AT51041 CHODÍTKO NÁVOD K POUŽITÍ



Datum vydání návodu: 15.05.2023

v1-15.05.2023

Datum poslední aktualizace: 15.05.2023

OBCENÉ INFORMACE

Skládací chodítko je určeno pro osoby s problémy se vzpřímeným držením těla, s onemocněním pohybového aparátu nebo s problémy s udržení rovnováhy při chůzi. Chodítko podporuje uživatele a tím snižuje riziko převrácení. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, pourazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

- vyrobeno z vyztuženého hliníku
- Vybaveno sadou protiskluzových nožiček
- Snadné složení a přenášení, skládání jedním tlačítkem
- výškově nastavitelná v 8 výškách
- ergonomické pěnové rukojeti

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

VAROVÁNÍ

- Před použitím chodítka si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
- Použití chodítka na nebezpečných površích, tj. mokré, ledové, mastné, silně broušené, je nepřijatelné kvůli riziku pádu.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních prvků výrobku, včetně stability a stavu nosného rámu.
- Chodítko je vhodné pouze pro jednoho uživatele.
- Je zakázáno stát na chodítku.
- Nepřekračujte maximální výšku nastavení chodítka.
- Maximální hmotnost uživatele je 110 kg.
- Nepoužívejte chodítko, pokud je viditelné nebo znatelné poškození (např. praskliny), protože může dojít k nehodě.
- Nenaklánejte se na stranu, hrozí nebezpečí převrácení.
- Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - c) vážné ohrožení veřejného zdraví
- tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

VAROVÁNÍ

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které jsou uživateli v souvislosti s používáním zdravotnického prostředku nejasné, je třeba konzultovat lékaře.

Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než pro který je určen.

Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti správně sestaveny.

POZNÁMKA

Během používání výrobku a manipulace s ním, jakož i během skládání a seřizování mechanismů může existovat riziko zachycení a/nebo stlačení částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/mezerách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny s velkou opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu utažením matic/šroubů
Výrobce neodpovídá za škody způsobené zanedbáním údržby, nedostatečnou údržbou nebo nedodržetím doporučení v této příručce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška: 72 – 89,5, 8x nastavení (každé 2,5 cm)

Šířka rukojeti: 49 cm

Šířka: 60cm

Šířka složeného chodítka: 11 cm

Délka: 51 cm

Rozměry balení: 580x120x760 cm

Maximální nosnost uživatele: 110 kg

Hmotnost: 2.3 kg

Hmotnost v kartonu: 3.3 kg

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka, chráněná plastovou krytkou, umístěná v horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku a tlačte boky chodítka směrem k sobě.

Chodítko je výškově nastavitelné. Pro nastavení výšky chodítka z obou stran pojistku a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samostatně zapadnout do zvoleného otvoru. Postup opakujte u všech čtyřech noh.

Využívejte při pohybu kloubové konstrukce – střídavé odlehčení bočního rámu na jedné straně a jeho následné předsunutí o krok vpřed vám výrazným způsobem usnadní manipulaci a zajistí nácviček správného stereotypu chůze.

ČIŠTĚNÍ

Výrobek by měl být pravidelně čištěn vodou a jemnými čisticími prostředky. Výrobek lze ošetřit dezinfekčním prostředkem. Ujistěte se, že dezinfekční prostředek neobsahuje korozivní chemikálie, jako jsou silné kyseliny a zásady. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky a silné čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být skladován v suché a chladné místnosti v původním obalu. Vyhněte se vlhkým místnostem a dlouhodobému skladování na přímém slunečním světle.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.