


Návod k použití

ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŽKO AT52201



Před použitím prosíme o seznámení se zásadami bezpečného užívání a údržbou.

Datum vydání návodu 25.05.2021
Datum poslední revize: 04.04.2022
REV. V 02

Úvod

Všechna polohovací lůžka dodávané společností Ortgroup Medical s.r.o. jsou vyrobená pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší pohodlí pacienta. Při výrobě byl kladen důraz na jednoduchou obsluhu a snadnou manipulaci.

Charakteristika

- A. Elektrické ovládání s pěti funkcemi pro nastavení: zádové opěrky, opěrky nohou, výšky lůžka, funkce „Trandelengurg“ následně „Opačný Trandelengurg“
- B. Rám lůžka: kolečka s individuálním blokovacím systémem. Dřevěná deska s přední i zadní částí lůžka, dřevěné boční části lůžka
- C. Ruční ovládání

Popis

Elektrické polohovací lůžko je určeno pro jednu osobu do hmotnosti 175 kg. Polohovací lůžko je vybaveno kolečky o průměru 125 mm pro snadnou manipulaci. Umožňuje přesouvání lůžka po rovném podkladu všemi směry.

- rozkládací čtyřdílný rošt
- nastavení tuhosti lamel
- elektrické polohování roštu a nastavení výšky lůžka
- hrazda s hrazdičkou
- bezpečnostní bočnice
- mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
- dekor: přírodní vrstvený buk

Záruční list

Model: AT52201

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Výrobní číslo:

- 1) Firma **Ortgroup Medical s.r.o., 1.Máje 3236/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice**, dává od data prodeje záruku dva roky na elektrické polohovatelné lůžko.
- 2) Během trvání záruční doby se firma **Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje zajistit nezbytné opravy, aby byla elektrické polohovatelné lůžko funkční, a to v období 30 dnů od datumu obdržení reklamovaného zboží.**
- 3) Pokud **Ortgroup Medical s.r.o. zjistí, že náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.**
- 4) V případě že zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup Medical s.r.o.(bod 1) nebo se obraťte na prodejce.
- 5) **Před uvedením do provozu se seznamte s příloženou uživatelskou příručkou pro obsluhu. Pokud nedojde k užívání výrobku se souladem s uživatelskou příručkou tato reklamace je nebude uznána.**
- 6) **Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jako jsou kolečka. Záruka se nevztahuje na propíchnutí nebo prořezání měkkých částí. Záruka se nevztahuje na poškození působením statické zátěže nad 220 kg nebo dynamické zátěže přes 175 kg, navázání kontaktu s mastnými látkami a benzínem.**
- 7) **Tato záruka je platná pouze s dokladem o koupi zboží (paragon, účtenka, faktura).**
- 8) **Reklamace bez přiložení potvrzení o koupi nebude uznána.**

Plán testování

Pozor!

- Nesprávně fungující lůžka ihned vyřadte z provozu a zajistěte proti neoprávněnému použití – vytáhněte ze zásuvky.
- jakékoli závady ihned nahlase zodpovědné osobě.

Pozor!

- Je důležité ihned odstranit všechny závady, které mohou vést k ovlivnění funkčnosti lůžka

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků). Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.



Výrobce:

ANTAR Sp. J. Irena Groniecka-Tarnkowska, Andrzej Tarnkowski
Zawiślańska 43
03-068 Warszawa
Tel. 22 518 36 00
Email: antar@antar.net


Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 630 615; Fax: 596 630 615
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz;
WWW: www.ortgroup.cz



Popis částí


1. Pojezdová kolečka polohovacího roštu lůžka
2. Čelní deska s rámem pro uchycení koleček, bočnic lůžka a zvedacím komponentem
3. Zadní deska s rámem pro uchycení koleček, bočnic lůžka a zvedacím komponentem
4. Kolečka o průměru 125 mm
5. Boční rám lůžka
6. Zvedací komponenty v části roštu
7. Polohovací rošt
8. Spojovací šrouby
9. Ovládací panel
10. Řídící jednotka




Obsluha ovládacího panelu

Základní funkce tlačítek pro zvedání a spouštění:


Regulace části opěrky zad – tlačítko slouží ke změně úhlu polohy zádové části





Regulace části opěrky nohou – tlačítko slouží ke změně úhlu polohy nožní části



Regulace části výšky lůžka – tlačítko slouží k nastavení výšky lůžka



Nastavení pozice stran lůžka – tlačítko slouží ke snížení nebo zvýšení přední či zadní strany lůžka



Nebezpečení zachycení!

U všech ohybů a v místech, kde je upevněna matrace. Při nastavování polohy a výšky lůžka dbejte na:

- před nastavování výšky lůžka se ujistěte, že pohybu nic nebrání (nábytek, věci pod postelí apod.)
- nepoužívejte motory nepřetržitě po dobu delší než 2min. Po této době je třeba nechat motory alespoň 18 minut odpočinout. Nikdy nepoužívejte více než dva motory současně.
- při opouštění lůžka, při uléhání na lůžko a pokud není v blízkosti dohlížející osoba, lůžko vždy nastavte do nejnižší polohy
- při nastavování lůžka pozorujte pacienta a berte v úvahu polohu okolního nábytku

Nastavení výšky postranic

Vytažení postranic:

- Vytáhněte postranice až zaklapne zarážka

Snížení postranic:

- Postranici mírně nadzdvihněte
- Zmáčkněte zajišťovací knoflík a posuňte postranice dolů snížení postranic

POZOR! Nenechávejte postranice volně padnout na dolní zajištění!

Vždy posouvejte postranice rukou. Vždy pohybujte postranicemi na obou koncích ve stejném směru

Postranice neohýbejte

Čištění

Poznámka:

- při čištění lůžka nepoužívejte žádné ostré nástroje (nože, kovové stěrky nebo agresivní prostředky)
- nepoužívejte tlakové přístroje
- k čištění používejte vlhký hadr
- používejte pouze jemné čisticí prostředky, vyhněte se drhnutí a hrubému tlaku na jakékoliv součásti lůžka

Kontrola a údržba

Jakákoliv kontrola musí být provedena kompetentním technikem, který je schopen rozeznat případné závady nebo rizika. Před prováděním údržby si vždy důkladně přečtěte příslušné kapitoly manuálu. Jakékoli škody způsobené neprostudováním tohoto manuálu nebudou zahrnuty do záručních oprav.

Po provedení jakýchkoliv úprav vždy proveďte test funkčnosti!

- pokud provádíte úpravu polohovacích motorů, vždy se ujistěte, že nemůže dojít k přetržení nebo rozdrčení kabeláže

Mechanická nebo elektrická selhání!

- poškozená nebo špatně fungující lůžka vyřadte z provozu a zajistěte je proti neoprávněnému užívání

- používejte pouze originální náhradní díly

- provádějte údržbu vždy v předepsaných intervalech

- nenahrazujte žádné z elektrických nebo mechanických doplňků bez přímého povolení od výrobce

- při údržbě a opravách používejte předepsané nářadí

- nerozebírejte elektrické součásti

Provoz polohovacího lůžka

- nepoužívejte elektronická zdravotnická zařízení na lůžku

- nepoužívejte polohovací lůžka tam, kde se vyskytují silná elektromagnetická pole (RTG)

Technické parametry

Celkový rozměr lůžka (dxšxv) v mm: 2115 x 1025 x 405 – 810

Matrace: 90 x 200 cm

Nastavení výšky: od 405 – 810 mm

Opěrka zad: -63°; opěrka nohou – 30°; opěrka hlavy – 100°

Hmotnost: 99kg

Zatížení: 175 kg

Napětí: 230 V, 50 Hz

Výstupní napětí: DC 24V, Max. 100VA

Cyklus: S 2-10 min

Správné používání

Polohovací lůžka společnosti Ortgroup Medical s.r.o jsou určena pro dlouhodobé využití namísto obyčejných postelí. Jsou navrženy tak, aby co nejvíce zpříjemnily pacientovy i obsluhujícímu personálu využívání. Lůžka jsou pro svou komplexnost schválena pro užívání osobami staršími 12-ti let.

Lůžka jsou určena pro:

- domácí ošetřování

- rehabilitační instituce, pečovatelské domy apod.

Obecné informace

Před kompletováním nebo užíváním polohovacího lůžka si prosím důkladně přečtěte následující informace

Ujistěte se, že:

- všechny osoby pověřené údržbou a kompletací lůžka i jeho uživatelé prostudovali tento manuál

- všechny zmíněné osoby mají k manuálu volný přístup – jakékoliv škody způsobené v důsledku neprostudování následujícího manuálu nebudou hrazeny v rámci záruky

Provozní omezení!

Toto lůžko by neměli využívat pacienti vyšší než 195 cm

Nebezpečí úrazu!

- před použitím se vždy ujistěte, že kabeláž je v perfektním stavu a napěťová ochrana je funkční

- používejte lůžko jen pro účely, ke kterým je určeno

- lůžko nepřetěžujte

- používejte jen v případě, že je lůžko v perfektním stavu

- pokud lůžko není pod dozorem, vždy je nastavte na nejnižší možnou výšku

- vady, které mohou ovlivňovat funkčnost nebo bezpečnost je nutno okamžitě odstranit
- vždy zabezpečujte lůžko pomocí brzd proti pohybu
- používejte vždy všechny brzdy
- používejte pouze doplňky schválené firmou Ortgroup Medical s.r.o.

Elektrické součásti

Nebezpečí zkratu a požáru!

- vždy se ujistěte, že hlavní napájecí kabel nemůže být přejet, ať už při manipulaci s lůžkem nebo okolním nábytkem
- před použitím se ujistěte, že všechny kabely jsou ve správné pozici. Překroucení, uzly nebo smyčky jsou na kabelech nežádoucí
- pokud lůžko není delší dobu využíváno, vždy odpojte hlavní napájecí kabel

Upozornění pro obsluhu – nebezpečí úrazu!

- nepoužívejte elektronická zdravotnická zařízení na pacienty na polohovacím lůžku
- nepoužívejte polohovací lůžka v bezprostřední blízkosti objektů se silným elektromagnetickým polem (většina zdravotnických přístrojů)
- hlavní přívod elektřiny vždy zapojte do samostatné zásuvky
- ved'te hlavní napájecí kabel k zásuvce tak, aby nebyl příliš napnutý a nedošlo k jeho vytržení, ani jej nenechávejte příliš volný, aby nedocházelo k jeho přehýbání, případně nemohlo dojít k jeho přejetí.

Nebezpečí úrazu – skřípnutí apod. !

- lůžko vždy upravte pro daného pacienta s ohledem na okolní vybevení
- pokud má pacient podváhu, ujistěte se, že mezera mezi matrací a postranicemi lůžka není příliš velká
- vždy se ujistěte, že postranice jsou řádně zajištěny – nebezpečí spojená se změnou polohy pacienta!
- vždy zablokujte na ručním ovladači funkce, které by mohly ohrozit zdraví pacienta (konzultujte s lékařem)
- před znepřístupněním některých nastavení polohy vždy berte v úvahu pacientův stav

Pád z lůžka

- pokud lůžko není pod dozorem, při jeho opouštění a ulehání do něj, jej vždy nastavte do nejnižší polohy

Nebezpečí spojené s přehřátím motoru!

- před nastavováním výšky lůžka se ujistěte, že nic nebrání jeho přenastavení do Vámi požadované polohy (nábytek, objekty pod lůžkem)
- nepoužívejte ovládací motor bez přestávky po dobu delší než 2min. Poté je třeba nechat motor alespoň 18 minut v nečinnosti
- nikdy nepoužívejte více než dva polohovací motory zároveň

Nebezpečí spojená s nesprávnou montáží!

- ujistěte se, že všechny součásti polohovacího lůžka byly správně sestaveny
- ujistěte se, že všechna nastavení upravující polohu, sklon apod. fungují správně

Nebezpečí úrazu!

- úpravy a kompletaci lůžek může provádět pouze pověřená osoba a to pouze pokud má k tomu odpovídající nástroje

Nebezpečí zachycení!

- existuje potenciální nebezpečí zachycení nebo uvíznutí končetin u všech spojů lůžka a v opěrných místech pro matraci. Všechny taková místa jsou označena tímto symbolem

Po kompletaci vždy otestujte všechny funkce lůžka!

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

LIKVIDACE

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.