



OP-MDR01-INS-PL

INSTRUKCJA UŻYCIA

PUBLIKACJA: 2021-04-30
WERSJA: 03

Przeznaczenie/Wskazanie/Docelowy Użytkownik

- Urządzenia usmierzają ból i pomagają w leczeniu skręceń, zwichnięć, urazów przeciężeniowych oraz niezborności stawu. Zapewniają ucisk i wspomagają uszkodzone obszary, utrzymując stawy w neutralnym położeniu. Zatrzymują również ciepło, łagodząc zrosty tkanek miękkich.
- Te wyroby są przeznaczone dla osób ze skręceniami, zwichnięciami urazami przeciężeniowymi oraz niezbornością stawu kończyny górnej.

Właściwości Wyrobu

Elastyczne materiały uciskowe stanowią wsparcie dla stawów i łagodzą dolegliwości związane ze skręceniem, zwichnięciem, urazem przeciężeniowym oraz niezbornością stawu. Główna powłoka materiału zatrzymuje również ciepło, co łagodzi zrosty tkanek miękkich.

Korzyści Kliniczne

Wyroby zapewniają podparcie i łagodzą ból uszkodzonych części ciała. Przyczyniają się również do stabilizacji pozycji stawów.

Ostrzeżenia/Środki Ostrożności/Przeciwwskazania

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.
- Nie używać tego produktu, jeśli na dotychczasowych akcesoriach, komponentach lub na samym produkcie występuje jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie nosić stabilizatorów OPPO, jeżeli na dany obszar zostały naniesione rozgrzewające lub generujące ciepło płyny lub maści.
- W przypadku wystąpienia wysypki lub podrażnienia należy zdjąć ortezę i przerwać stosowanie. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Dotyczy 1187, 1287, 4380, 4388: Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza lub terapeuty. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia. Dotyczy 4380, 4388: W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych problemów w należy natychmiast skonsultować się z terapeutą lub lekarzem: ortęza powoduje otarcia skóry, jest zbyt luźna lub niewygodnie ciasna, ortęza ociera lub uciska, powodując podrażnienia.
- Dotyczy 2681, 2685: Magnesy mogą wpływać na funkcjonowanie rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów serca. W przypadku korzystania z tych wyrobów NIE używać tego produktu.
- Komponenty produktu, które są oznaczone symbolami recyklingu, należy poddać recyklingowi. Pozostałe elementy należy usunąć zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami i regulacjami.
- Poważne incydenty występujące w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba użytkownika.

Instrukcje Zakładania

- Przewodnik po rozmiarach:

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramię | Dotyczy 2970, 4072: Zmierzyć obwód górnej części ramienia. Inne: Zmierzyć obwód klatki piersiowej pod pachami. |
| Łokieć | Dotyczy 4080: Zmierzyć odwód 13 cm (5 cali) powyżej lub poniżej zgięcia łokcia. Inne: Zmierzyć obwód wokół środkowej części stawu łokciowego |
| Nadgarstek | Zmierzyć obwód nadgarstka. |
| Palec | Dotyczy 3280: Położyć rękę płasko na stole oraz zmierzyć wysokość i szerokość palca w jego najszerszej części; długość mierzy się od pierwszego kłykcia (znajdujące się najbliżej dłoni) do koniuszka palca. Inne: Zmierzyć długość palca. |

- Produkty OPPO Medical są dostępne w wielu rozmiarach (ROZMIAR UNIwersalny, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Jednostka miary: mm, cm i cale (").
- Przed założeniem skóra powinna być czysta i sucha. Wyjąć produkt z opakowania i sprawdzić, czy wyrób jest przeznaczony na prawidłową stronę. Nosić ortezę zgodnie z instrukcjami i wyregulować zgodnie z potrzebami, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać światła słonecznego i/lub narażenia na nadmierne ciepło lub wilgoć.

Instrukcje Prania

- Prać ręcznie w zimnej wodzie z użyciem łagodnego mydła. Suszyć na powietrzu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Nie wybielać, nie prasować, nie czyścić chemicznie ani nie suszyć w suszarce. Dotyczy 1187, 1287: Wyjąć zawiasy przed praniem. Dotyczy 1082, 2082, 2182, 2288, 2387, 2388, 2389: Wyjąć szynę przed praniem. Dotyczy 1289, 1389, 3182: Wyjąć szyny przed praniem. Dotyczy 1180, 1288: Wyjąć usztywnienie przed praniem. Dotyczy 4380, 4388: Wkładki można wyjąć i prać oddzielnie ręcznie w zimnej wodzie. Rozwieszać do wysuszenia miękkie elementy i pask. Należy zachować ostrożność, umieszczając wkładki z powrotem na swoim miejscu. Utrzymywać części metalowe i plastikowe w suchym stanie. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć na powietrzu.
- Poniżej znajduje się objaśnienie symboli prania na etykietie dotyczącej pielęgnacji produktu.

| | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | |
| Tylko pranie ręczne | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować | Nie czyścić chemicznie |

NÁVOD K POUŽITÍ

VYDÁNÍ: 2021-04-30
VERZE: 03

Zamýšlené Použití/Indikace/Zamýšlený Uživatel

- Prostředky tší bolest a řeši namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení a nesprávné vyrovnání kloubů. Poskytují kompresi a podporu zranění tím, že udržují klouby v neutrální poloze. Uchovávají také teplo, aby zmírnily adheze měkkých tkání.
- Tyto prostředky jsou určeny pro lidi, kteří mají namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení nebo nesprávné vyrovnání kloubů horních končetin.

Charakteristické Funkce

Elastické kompresní materiály podepírají klouby a řeší namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení a nesprávné vyrovnání kloubů. Primární povlak materiálu udržuje teplo, které uklidňuje adheze měkkých tkání.

Klinické Výhody

Prostředky poskytují oporu a ulevují od bolesti vycházející z poraněné části těla. Rovněž pomáhají stabilizovat polohu kloubu.

Varování/Preventivní Opatření/Kontraindikace

- Tento produkt je určen pouze pro osobní použití.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozeno připojené příslušenství, součásti nebo samotný výrobek.
- Nenoste ortézy OPPO, pokud byly na postiženou oblast aplikovány zahřívací masti.
- Pokud dojde k vyrážce nebo podráždění, odstraňte ortézu a přestaňte ji používat. Okamžitě vyhledejte lékaře. Pro 1187, 1287, 4380, 4388: Tento produkt by měl být používán pouze podle pokynů lékaře nebo terapeuta. Před použitím tohoto produktu se poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Pro 4380, 4388: Pokud nastane jakýkoliv z následujících problémů, obraťte se ihned na svého terapeuta nebo lékaře: ortéza způsobuje odření, ortéza je příliš volná nebo nepřijemně napnutá a ortéza se otírá nebo tlačí, což způsobuje podráždění.
- Pro 2681, 2685: Magnety mohou ovlivnit fungování kardiostimulátorů a implantovaných srdečních defibrilátorů. Pokud používáte tato zařízení, NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek.
- Recyklujte součásti produktu, které nesou recyklační symboly. Zbytek zlikvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Vážné události, ke kterým dojde v souvislosti se zařízením, by měly být nahlášeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel bydliště.

Pokyny K Nošení

- Návod k měření:

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rameno | Pro 2970, 4072: Změřte horní obvod paže. Ostatní: Změřte obvod hrudníku pod paží. |
| Loket | Pro 4080: Změřte obvod 13 cm (5 palců) nad nebo pod loketním záhybem. Ostatní: Změřte okolo středu loketního kloubu. Změřte obvod okolo zápěstí. |
| Zápěstí | Pro 3280: Změřte položením ruky naplocho na stůl a změněním výšky a šířky prstu v nejširším místě, délka je od prvního kloubu na prstu ruky (nejblíže k ruce) ke konečku prstu. |
| Prst | Ostatní: Změřte délku prstu. |

- Zdravotnické prostředky OPPO se dodávají v širokém spektru velikostí (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Jednotka měření: mm, cm a palce (").
- Před nošením musí být kůže čistá a suchá. Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda je to prostředek pro správnou stranu. Podpěru noste podle pokynů a upravujte ji podle potřeby v zájmu pohodlného nasazení.

Skladování

Skládejte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením a/nebo vystavením nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

Pokyny K Praní

- Perte v ruce slabým mýdlem ve studené vodě. Sušte vzduchem mimo dosah tepla a slunečního záření. Nepoužívejte bělicí přípravky, nežehele, chemicky nečistěte ani nesusťe v sušičce. Pro 1187, 1287: Před práním odstraňte vstýhuhy. Pro 1082, 2082, 2182, 2288, 2387, 2388, 2389: Před práním odstraňte dlahu. Pro 1289, 1389, 3182: Před práním odstraňte kolejnice. Pro 1180, 1288: Před práním sundejte vzpěru.

Pro 4380, 4388: Polstrování lze odejmout pro ruční prání samostatně ve studené vodě. Pro měkké prvky a popruhy sušení zavěste. Při návratu polstrování do původní polohy je nutno postupovat opatrně. Uchovávejte Kovové a plastové části v suchu. Při znečištění otřete dočista navlhčenou látkou, pak nechte uschnout na vzduchu.

- Niže je uveden průvodce pro čištění symbolů na štítku péče o výrobek.



NÁVOD NA POUŽITÍ

VYDANIA: 2021-04-30
VERZIA: 03

Zamýšlané Použitie/Indikácia/Zamýšlaný Používateľ

- Prostriedky zmiernujú bolesti a napravujú natiahnutia, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia a chybné polohy klbov. Poskytujú kompresiu a podporujú zranenia tým, že udržujú klby v neutrálny polohe. Tiež udržujú teplo na zmiernenie zravost mäkkých tkanív.
- Tieto zariadenia sú určené pre osoby, u ktorých sa vyskytujú natiahnutia horných končatín, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia alebo chybné polohy klbov.

Účinné Vlastnosti

Elastické kompresné materiály poskytujú oporu klbov a zmiernujú natiahnutia, podvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia a chybné polohy klbov. Primárna vrstva materiálu udržuje teplo, čím poskytuje úľavu pre zrasty mäkkých tkanív.

Klinické Výhody

Zariadenia poskytujú oporu a úľavu od bolesti v poranených častiach tela. Zároveň pomáhajú stabilizovať polohu klbov.

Varovanie/Opatrenie/Kontraindikácia

- Tento produkt je určený iba na osobné použitie.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodené príslušenstvo, komponenty alebo samotný výrobok.
- Nepoužívajte výrobky OPPO spolu so zahrievajúcimi olejmi alebo masťami.
- V prípade výskytu vyrážky alebo akéhokoľvek podráždenia, prestaňte výrobok používať a kontaktujte lekára. V prípade 1187, 1287, 4380 a 4388: Tento výrobok by sa mal používať iba podľa pokynov lekára alebo terapeuta. Pred použitím sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. V prípade 4380 a 4388: Ak nastane ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, okamžite sa poraďte so svojím terapeutom alebo lekárom: výstuha je príliš voľná alebo nepríjemne tesná a odiera alebo tlačí, čo spôsobuje podráždenie.
- V prípade 2681 a 2685: Magnety môžu mať vplyv na fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných srdcových defibrilátorov. Ak tieto zariadenia používate, NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok.
- Recyklujte komponenty produktu, ktoré sú označené symbolmi recyklácie. Zvyšok zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a predpismi.
- Vážne udalosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so zariadením, by sa mali hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ bydlisko.

is a registered trademark of OPPO MEDICAL INC.
© OPPO MEDICAL INC. All rights reserved.

OPPO MEDICAL INC.
Seattle City Center, 1420 Fifth Ave., Ste. 220080, Seattle, WA 98101, USA
www.oppomedical.com

AUTHORISED REPRESENTATIVE: MT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ERNST-HECKEL-STRASSE 7, 66386 ST. INGERT, GERMANY



Pokyny Na Nosenie

- Tabuľka veľkostí:

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rameno | V prípade 2970 a 4072: Odmerajte obvod hornej časti ruky. Zvyšok: Merajte okolo hrudníka cez podpazušie. |
| Lakeť | V prípade 4080: Odmerajte obvod 13 cm (5 palcov) nad alebo pod lakťovým záhybom. Zvyšok: Merajte okolo stredu lakťového kĺbu. |
| Zápästie | Odmerajte obvod zápästia. |
| Prst | V prípade 3280: Merajte tak, že položíte ruku na stôl a odmeriate výšku a šírku prsta v najširšej časti. Dĺžka sa meria od prvej hánky (najbližšie k ruke) až po špičku prsta. Zvyšok: Odmerajte dĺžku prsta. |

- Výrobky značky OPPO Medical sú k dispozícii v rôznych veľkostiach (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Merná jednotka: mm, cm a palce (“).
- Pred nasadením sa uistite, že je pokožka čistá a suchá. Vyberte výrobok z balenia a skontrolujte, či je zariadenie určené pre správnu stranu. Podľa pokynov si nasadte bandáž a podľa potreby ju upravte tak, aby pohodlne sedela.

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote. Chránite pred slnečným žiarením a pôsobením nadmerného tepla alebo vlhkosti.

Pokyny Na Pranie

- Perte ručne v studenej vode použitím jemného mydla. Nechajte vyschnúť mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Nežehlite a nepoužívajte bieliadlá, chemické čistenie ani sušičku.
V prípade 1187 a 1287: Pred práním odstráňte výstuhy.
V prípade 1082, 2082, 2182, 2288, 2387, 2388 a 2389: Pred práním odstráňte dlahu.
V prípade 1289, 1389 a 3182: Pred práním odstráňte dlahy.
V prípade 1180 a 1288: Pred práním odstráňte výstuhu.
V prípade 4380 a 4388: Mäkké prvky a remienky: Vypchávkvy sa dajú vybrať na oddelené pranie v rukách v studenej vode. Sušte zavesené. Dohladiňte na to, aby sa vypchávkvy vrátili do pôvodnej polohy. Kovové a plastové časti: Uchovávajte v suchu. V prípade znečistenia dočista pouitierajte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť na vzduchu.
- Ďalší návod na čistenie je uvedený na štítku výrobku príslušnými symbolmi.



Iba pranie v ruke



Nebielte



Nesušte v sušičke



Nežehlite



Nečistite chemicky

Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczą następującego wyrobu medycznego:

| Numer Produktu | Nazwa Produktu |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1072 | ORTEZA BARKU |
| 1080 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 1081 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 1082 | SZYNA NADGARSTKA |
| 1083 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 1084 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1085 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 1086 | OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY I GOLFISTY |
| 1088 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1089 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1180 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1184 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1187 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z ZAWIASAMI |
| 1188 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1281 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 1287 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z ZAWIASAMI |
| 1288 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1289 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1389 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 1486 | OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY/GOLFISTY Z PEŁOTĄ SILIKONOWĄ |
| 1489 | OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY/GOLFISTY Z PEŁOTĄ SILIKONOWĄ |
| 2072 | ORTEZA BARKU |
| 2080 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2081 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 2082 | STABILIZATOR NADGARSTKA Z SZYNĄ |
| 2083 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 2084 | STABILIZATOR DLONI |
| 2085 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2172 | WZMOCNIONY STABILIZATOR BARKU |
| 2181 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| 2182 | SZYNA NADGARSTKA Z ELASTYCZNYM PASKIEM |
| 2184 | STABILIZATOR NADGARSTKA I KCIUKA |
| 2185 | OPASKA NA ŁOKIEC |
| 2280 | STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2281 | ORTEZA NADGARSTKA |
| 2288 | SZYNA NADGARSTKA Z ELASTYCZNYM PASKIEM |
| 2383 | OPASKA NA NADGARSTEK Z PĘTLĄ NA KCIUK |
| 2384 | ORTEZA DLONI I KCIUKA |
| 2385 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2387 | STABILIZATOR NADGARSTKA |
| 2388 | STABILIZATOR NADGARSTKA DELUXE |
| 2389 | STABILIZATOR KCIUKA |
| 2580 | CERAMICZNA ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2583 | ORTEZA NADGARSTKA |
| 2586 | ORTEZA NADGARSTKA NANO |
| 2587 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2589 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO NANO |
| 2681 | BIOMAGNETYCZNA ORTEZA NADGARSTKA |
| 2685 | BIOMAGNETYCZNA ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2970 | AKTYWATOR BARKU |
| 2980 | ORTEZA NADGARSTKA |
| 2984 | STABILIZATOR NADGARSTKA |
| 2986 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 2987 | ODCIĄZACZ STAWU ŁOKCIOWEGO I NADKŁYKCIA |
| 2988 | OCHRONIACZ STAWU ŁOKCIOWEGO |
| 3088 | ORTEZA KCIUKA |
| 3182 | ELASTYCZNA SZYNA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 3280 | PLASTIKOWA SZYNA PALCA |
| 4072 | STABILIZATOR KOŚCI RAMIENNEJ |
| 4080 | STABILIZATOR DO UNIERUCHOMIENIA RAMIENIA |
| 4182 | SZYNA NADGARSTKA-DLONI |
| 4188 | ORTEZA NADGARSTKA/KCIUKA |
| 4280 | SZYNA PALCA I KŁĘBŲ |
| 4281 | SZYNA PALCA PREMIUM |
| 4282 | ZAKRZYWIIONA SZYNA PALCA |
| 4283 | OTWARTA SZYNA KCIUKA |
| 4284 | SZYNA PALCA |
| 4285 | SZYNA PALCA |
| 4288 | ORTEZA NADGARSTKA |
| 4380 | STABILIZATOR NADGARSTKA SNUG-FIT |
| 4388 | STABILIZATOR NADGARSTKA SLIDING-FIT |
| 4486 | ORTEZA NA ŁOKIEC TENISISTY/GOLFISTY Z PEŁOTĄ SILIKONOWĄ |
| RE200 | ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO |
| RE300 | OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY |
| RH100 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| RH101 | OPASKA NA NADGARSTEK |
| RH300 | STABILIZATOR KCIUKA |
| RH301 | SZYNA NADGARSTKA |
| RH302 | SZYNA NADGARSTKA |

Informace v tomto návodu platí pro následující zdravotnický prostředek:

| Číslo Položky | Název Výrobku |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1072 | RAMENNÍ ORTÉZA |
| 1080 | ORTÉZA NA LOKET |
| 1081 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 1082 | DLAHA ZÁPĚSTÍ |
| 1083 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 1084 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1085 | ORTÉZA NA LOKET |
| 1086 | OBAL NA TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET |
| 1088 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1089 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1180 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1184 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1187 | ZÁVĚSNÁ ORTÉZA NA LOKET |
| 1188 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1281 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 1287 | ZÁVĚSNÁ ORTÉZA NA LOKET |
| 1288 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1289 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1389 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 1486 | POPURH NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LOKET SE SILIKONOVÝM POLŠTÁRKEM |
| 1489 | POPURH NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LOKET SE SILIKONOVÝM POLŠTÁRKEM |
| 2072 | RAMENNÍ ORTÉZA |
| 2080 | ORTÉZA NA LOKET |
| 2081 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 2082 | PODPORA DLAHY NA ZÁPĚSTÍ |
| 2083 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 2084 | PODPORA DLANĚ |
| 2085 | ORTÉZA NA LOKET |
| 2172 | ZESÍLENÁ RAMENNÍ PODPORA |
| 2181 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| 2182 | DLAHA NA ZÁPĚSTÍ S ELASTICKÝM POPRUHEM |
| 2184 | PODPORA NA ZÁPĚSTÍ A PALEC |
| 2185 | OBAL NA LOKET |
| 2280 | PODPORA NA LOKET |
| 2281 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ |
| 2288 | DLAHA NA ZÁPĚSTÍ S ELASTICKÝM POPRUHEM |
| 2383 | PÁS NA ZÁPĚSTÍ SE SMYČKOU PRO PALEC |
| 2384 | DLAHOVÁ ORTÉZA NA PALEC |
| 2385 | ORTÉZA NA LOKET |
| 2387 | STABILIZÁTOR ZÁPĚSTÍ |
| 2388 | STABILIZÁTOR ZÁPĚSTÍ DELUXE |
| 2389 | STABILIZÁTOR PALCE |
| 2580 | KERAMICKÁ ORTÉZA NA LOKET |
| 2583 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ |
| 2586 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ Z NANOVLÁKEN |
| 2587 | ORTÉZA NA LOKET |
| 2589 | ORTÉZA NA LOKET Z NANOVLÁKEN |
| 2681 | BIOMAGNETICKÁ ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ |
| 2685 | BIOMAGNETICKÁ ORTÉZA NA LOKET |
| 2970 | AKTIVÁTOR RAMENA |
| 2980 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ |
| 2984 | STABILIZÁTOR ZÁPĚSTÍ |
| 2986 | ORTÉZA NA LOKET |
| 2987 | LOKETNÍ EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA |
| 2988 | CHRÁNIČ LOKTE |
| 3088 | ORTEZA PALCE |
| 3182 | ELASTICKÁ DLAHA ZÁPĚSTÍ/PALCE |
| 3280 | PLASTOVÁ DLAHA PRSTU |
| 4072 | PODPORA PAŽNÍ KOSTI |
| 4080 | IMOBILIZÁTOR PAŽE |
| 4182 | DLAHA RUKY A ZÁPĚSTÍ |
| 4188 | ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC |
| 4280 | BASEBALLOVÁ DLAHA PRSTU |
| 4281 | PRÉMIOVÁ DLAHA PRSTU |
| 4282 | ZAHNUTÁ DLAHA PRSTU |
| 4283 | DLAHA V PODOBĚ OTEVŘENÉHO NÁPRSTKU |
| 4284 | DLAHA PRSTU |
| 4285 | DLAHA PRSTU |
| 4288 | ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ |
| 4380 | POHODLNĚ NASADITELNÁ PODPORA NA ZÁPĚSTÍ |
| 4388 | NASOUVACÍ PODPORA NA ZÁPĚSTÍ |
| 4486 | ORTEZA NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LOKET SE SILIKONOVÝM POLŠTÁRKEM |
| RE200 | ORTEZA NA LOKET |
| RE300 | POPURH NA TENISOVÝ LOKET |
| RH100 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| RH101 | OBAL ZÁPĚSTÍ |
| RH300 | STABILIZÁTOR PALCE |
| RH301 | DLAHA ZÁPĚSTÍ |
| RH302 | DLAHA ZÁPĚSTÍ |

Informácie v tomto návode platia pre nasledujúce zdravotnícke pomôcky:

| Číslo Položky | Název Produktu |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1072 | RAMENNÁ ORTÉZA |
| 1080 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 1081 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 1082 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE |
| 1083 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 1084 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1085 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 1086 | BANDÁŽ NA TENISOVÝ A GOLFOVÝ LAKEŤ |
| 1088 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1089 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1180 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1184 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1187 | ORTÉZA NA LAKŤOVÝ KLĎ |
| 1188 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1281 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 1287 | ORTÉZA NA LAKŤOVÝ KLĎ |
| 1288 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1289 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1389 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 1486 | POPURH NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LAKEŤ SO SILIKÓNOVOU VYPCHÁVKOU |
| 1489 | POPURH NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LAKEŤ SO SILIKÓNOVOU VYPCHÁVKOU |
| 2072 | RAMENNÁ ORTÉZA |
| 2080 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2081 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 2082 | FIXAČNÁ BANDÁŽ NA ZÁPÄSTIE |
| 2083 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 2084 | DLAHOVÁ BANDÁŽ |
| 2085 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2172 | VYSTUŽENÁ RAMENNÁ BANDÁŽ |
| 2181 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| 2182 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE S ELASTICKÝM POPRUHEM |
| 2184 | BANDÁŽ NA DLAHĽ A PALEC |
| 2185 | LAKŤOVÝ OBVÄZ |
| 2280 | LAKŤOVÁ BANDÁŽ |
| 2281 | ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA |
| 2288 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE S ELASTICKÝM POPRUHEM |
| 2383 | PÁS NA ZÁPÄSTIE S OTVOROM NA PALEC |
| 2384 | ORTÉZA NA DLAHĽ A PALEC |
| 2385 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2387 | STABILIZÁTOR ZÁPÄSTIA |
| 2388 | STABILIZÁTOR ZÁPÄSTIA DELUXE |
| 2389 | STABILIZÁTOR PALCA |
| 2580 | KERAMICKÁ LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2583 | ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA |
| 2586 | ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA NANO |
| 2587 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2589 | LAKŤOVÁ ORTÉZA NANO |
| 2681 | BIOMAGNETICKÁ ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA |
| 2685 | BIOMAGNETICKÁ LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2970 | AKTIVÁTOR RAMENA |
| 2980 | ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA |
| 2984 | STABILIZÁTOR ZÁPÄSTIA |
| 2986 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| 2987 | LAKŤOVÁ BANDÁŽ NA UVOĽNENIE BOLESTI |
| 2988 | CHRÁNIČ LAKŤA |
| 3088 | ORTEZA NA PALEC |
| 3182 | ELASTICKÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 3280 | PLASTOVÁ FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY |
| 4072 | BANDÁŽ RAMENNEJ KOSTI |
| 4080 | RAMENNÝ IMOBILIZÉR |
| 4182 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE/RUKU |
| 4188 | ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE/PALEC |
| 4280 | FIXAČNÁ DLAHA NA BASEBALLOVÉ PRSTY |
| 4281 | FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY PREMIUM |
| 4282 | ZAKRIVENÁ FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY |
| 4283 | OTVORENÁ FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY |
| 4284 | FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY |
| 4285 | FIXAČNÁ DLAHA NA PRSTY |
| 4288 | ZÁPÄSTNÁ ORTÉZA |
| 4380 | KOMFORTNÁ BANDÁŽ NA ZÁPÄSTIE |
| 4388 | NASUVACIA BANDÁŽ NA ZÁPÄSTIE |
| 4486 | ORTEZA NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LAKEŤ SO SILIKÓNOVOU VYPCHÁVKOU |
| RE200 | LAKŤOVÁ ORTÉZA |
| RE300 | POPURH NA TENISOVÝ LAKEŤ |
| RH100 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| RH101 | ZÁPÄSTNÁ BANDÁŽ |
| RH300 | STABILIZÁTOR PALCA |
| RH301 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE |
| RH302 | FIXAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE |