



OP-MDR11-INS-PL

INSTRUKCJA UŻYCIA

PUBLIKACJA: 2021-04-30
WERSJA: 02

Przeznaczenie/Wskazanie/Docelowy Użytkownik

- Urządzenia mogą łagodzić ból oraz wspierać słabe tkanki i stawy.
- Te wyroby są przeznaczone dla osób, u których występuje ból i osłabienie tkanek lub stawów.

Właściwości Wyrobu

Plastry mają kształt przerywanej fali, co ma na celu podnieść skórę, zwiększyć krążenie krwi i złagodzić ból.

Korzyści Kliniczne

Wyroby masują mięśnie i tkanki miękkie, aby pobudzać krążenie i przepływ limfatyczny. Mogą przyczyniać się do łagodzenia bólu i oferują podparcie osłabionych tkanek i stawów.

Ostrzeżenia/Środki Ostrożności/Przeciwwskazania

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wielokrotne użycie może mieć wpływ na działanie i/lub skuteczność tego produktu.
- Nie używać tego produktu, jeśli na dotychczasowych akcesoriach, komponentach lub na samym produkcie występują jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie stosować na otwarte rany lub miejsca z chorobami skóry, takimi jak zapalenie skóry lub egzema. Nie przyklejać taśmy zbyt ciasno, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnień lub pęcherzy na skórze z powodu nadmiernego tarcia.
- Produkt ten może powodować podrażnienia skóry u niektórych osób. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub bólu należy natychmiast usunąć produkt i skonsultować się z lekarzem. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, który może być powiązany ze stosowaniem tego produktu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Komponenty produktu, które są oznaczone symbolami recyklingu, należy poddać recyklingowi. Pozostałe elementy należy usunąć zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami i regulacjami.
- Poważne incydenty występujące w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba użytkownika.

Aplikacja

- Przewodnik po rozmiarach:
- Należy wybrać prawidłowy rozmiar w oparciu o zapewnioną tabelę rozmiarów.
- Produkty OPPO Medical są dostępne w wielu rozmiarach (ROZMIAR UNIwersalny, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Jednostka miary: mm, cm i cale (").
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że obszar zastosowania jest czysty i suchy.
- Otwórz opakowanie i odpowiednio zastosować na potrzebnych miejscach.

- Aby zdjąć, odkleić taśmę w kierunku zgodnym z wzrostem włosów. Wsunąć palec pod taśmę podczas jej usuwania, aby przytrzymać skórę w dół. Unikaj podnoszenia skóry podczas usuwania. Jeśli po usunięciu taśmy na skórze pozostały resztki kleju, należy ją delikatnie przetrzeć gazą lub ręcznikiem zwilżonym w wodzie z mydłem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać światła słonecznego i/lub narażenia na nadmierne ciepło lub wilgoć

Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczą następującego wyrobu medycznego:

Numer Produktu	Nazwa Produktu
8094	MAXTAPING™
8095	MAXTAPING™ A+
8194	MAXTAPING™
8195	MAXTAPING™ A+

NÁVOD K POUŽITÍ

VDÁNÍ: 2021-04-30
VERZE: 02

Zamýšlené Použití/Indikace/Zamýšlený Uživatel

- Prostředky dokážou ulevit od bolesti a podpořit slabé tkáně a klouby.
- Tyto prostředky jsou určeny pro lidi, kteří trpí bolestí a slabostí tkání nebo kloubů.

Charakteristické Funkce

Tyto náplasti se chovají jako přerušované vlny, jejichž cílem je zdvihnout kůži, zvýšit krevní oběh a ulevit od bolesti.

Klinické Výhody

Prostředky masírují svaly a měkké tkáně, aby stimulovaly oběh a lymfatický průtok. Dokážou ulevit od bolesti a nabízí podporu slabým tkáním a kloubům.

Varování/Preventivní Opatření/Kontraindikace

- Tento výrobek je určen pouze k jednorázovému použití.
- Opakované použití může ovlivnit výkon a/nebo účinnost tohoto produktu.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozeno připojené příslušenství, součásti nebo samotný výrobek.
- Neaplikujte na otevřené rány nebo na místa s kožními onemocněními, jako je dermatitida nebo ekzém. Nepřikládejte pásku příliš těsně, protože to může zvýšit riziko podráždění nebo vzniku puchýřů na kůži v důsledku nadměrného tření.
- Tento výrobek může u některých osob způsobit podráždění kůže. V případě podráždění nebo bolesti připravte okamžitě odstráňte a vyhledejte lékaře. Pokud narazíte na nepohodlí spojené s používáním tohoto produktu, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem.
- Recyklujte součásti produktu, které nesou recyklační symboly. Zbytek zlikvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Vážné události, ke kterým dojde v souvislosti se zařízením, by měly být nahlášeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel bydliště.

Aplikace

- Návod k měření:
- Vyberte správnou velikost podle přiložené tabulky velikostí.
- Zdravotnické prostředky OPPO se dodávají v širokém spektru velikostí (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Jednotka měření: mm, cm a palce (").
- Před nasazením výrobku zajistěte, aby bylo místo nasazení čisté a suché.
- Otevřete balíček a podle potřeby jej použijte.

- Chcete-li vyjmout, sloupněte pásku ve směru růstu ochlupení. Vsuňte prst pod pásku s tím, jak se bude odstraňovat, abyste jej přidrželi kůži dole. Během odstraňování nesmí dojít ke zdvihání kůže. Pokud na kůži po odstranění pásky zůstává jakýkoliv zbytek lepidla, jemně otřete kůži mýdlovou vodou pomocí gázy nebo ručníku.

Skladování

Składujte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením a/nebo vystavením nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

Informace v tomto návodu platí pro následující zdravotnický prostředek:

Číslo Položky	Název Výrobku
8094	MAXTAPING™
8095	MAXTAPING™ A+
8194	MAXTAPING™
8195	MAXTAPING™ A+

NÁVOD NA POUŽITIE

VDANIA: 2021-04-30
VERZIA: 02

Zamýšľané Použitie/Indikácia/Zamýšľaný Používateľ

- Prostriedky zmiernujú bolesť a podporujú slabé tkanivá a kĺby.
- Tieto zariadenia sú určené pre osoby, ktoré pociťujú bolesti a majú oslabené tkanivá alebo kĺby.

Účinné Vlastnosti

Tieto sadry majú prerušovaný vlnový vzor, ktorého účelom je pozdvihnúť pokožku, zlepšiť krvný obeh a priniesť úľavu od bolesti.

Klinické Výhody

Zariadenia masírujú svalstvo a jemné tkanivá s cieľom stimulovať obeh krvi a miazgy. Môžu zmierniť bolesť a ponúkajú oporu pre slabé tkanivá a kĺby.

Varovanie/Opatrenie/Kontraindikácia

- Tento produkt je určený len na jednorazové použitie. Opakované použitie môže ovplyvniť účinnosť tohto produktu.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodené príslušenstvo, komponenty alebo samotný výrobok.
- Nenanašajte na otvorené rany alebo miesta s kožnými ochoreniami, ako je dermatitída alebo ekzém. Nepríkladajte pásku príliš tesne, pretože to môže zvýšiť riziko podráždenia alebo vzniku pluzgierov na pokožke v dôsledku nadmerného trenia.
- Tento výrobok môže u niektorých osôb spôsobiť podráždenie pokožky. V prípade podráždenia alebo bolesti výrobok okamžite odstráňte a poraďte sa s lekárom. V prípade akéhokoľvek diskomfortu, ktorý môže súvisieť s používaním tohto produktu, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.
- Recyklujte komponenty produktu, ktoré sú označené symbolmi recyklácie. Zvyšok zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a predpismi.
- Vážne udalosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so zariadením, by sa mali hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ bydlisko.

Aplikácia

- Tabuľka veľkostí:
- Vyberte správnu veľkosť na základe uvedenej tabuľky veľkostí.
- Výrobky značky OPPO Medical sú k dispozícii v rôznych veľkostiach (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).
- Merná jednotka: mm, cm a palce (").
- Pred aplikáciou výrobku sa uistite, že je miesto aplikácie čisté a suché.
- Otvorte obal a správne aplikujte na potrebné miesta.

- Na odstránenie odlepte pásku v smere rastu chlívov. Pri odstraňovaní vložte pod pásku prst, aby ste pridržali pokožku. Pri odstraňovaní nenadvihujte pokožku. Ak po odstránení pásky zostanú na pokožke zvyšky lepidla, pokožku jemne otrite mýdlovou vodou s využitím obväzu alebo uteráku.

Składovanie

Składujte pri izbovej teplote. Chraňte pred slnečným žiarením a pôsobením nadmerného tepla alebo vlhkosti.

Informácie v tomto návode platia pre nasledujúce zdravotnícke pomôcky:

Číslo Položky	Názov Produktu
8094	MAXTAPING™
8095	MAXTAPING™ A+
8194	MAXTAPING™
8195	MAXTAPING™ A+

is a registered trademark of OPPO MEDICAL INC.
© OPPO MEDICAL INC. All rights reserved.

OPPO MEDICAL INC.
Seattle City Center, 1420 Fifth Ave., Ste. 220080, Seattle, WA 98101, USA
www.oppomedical.com

AUTHORISED REPRESENTATIVE: MT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ALTENHOFSTRAÙE 80, D-66386 ST. INGBERT, GERMANY

