

Záruční list

Model:

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Výrobní číslo:

- 1) Firma **Ortgroup Medical s.r.o.**, 1.Máje 3236/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice , dává od data prodeje záruku dva roky na stoličky do sprchy.
- 2) Během trvání záruční doby se firma **Ortgroup Medical s.r.o.** zavazuje zajistit **nezbytné opravy, aby byla stolička do sprchy funkční, a to v období 30 dnů od data obdržení reklamovaného zboží.**
- 3) Pokud **Ortgroup Medical s.r.o.** zjistí, že **náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.**
- 4) V případě že zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup Medical s.r.o.(bod 1) nebo se obraťte na prodejce.
- 5) **Před uvedením do provozu se seznamte s příloženou uživatelskou příručkou pro obsluhu. Pokud nedojde k užívání výrobku se souladem s uživatelskou příručkou tato reklamacie je nebude uznána.**
- 6) **Záruka se nevztahuje na propíchnutí nebo prořezání měkkých částí. Záruka se nevztahuje na poškození působením statické zátěže nad 100 kg nebo dynamické zátěže přes 100 kg, navázání kontaktu s mastnými látkami a benzínem.**
- 7) Tato záruka je platná pouze s dokladem o koupi zboží (paragon, účtenka, faktura).
- 8) **Reklamacie bez přiložení potvrzení o koupi nebude uznána.**

Návod k použití

Židlička do sprchy AT01004, AT01005



Židlička do sprchy AT01004, AT01005

Židlička do sprchy je určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mobility, aby jim pomohla použít sprchu. Nohy stoliček jsou výškově nastavitelné – zajišťují maximální uživatelský komfort.

Židličky do sprchy jsou vybaveny protiskluzovými násadci. Po použití je nutné židličku do sprchy udržovat čisté – popř. důkladně umýt. Je možné používat běžné čisticí a desinfekční pomůcky.

Po vyřazení z provozu je nutné s výrobkem zacházet jako s komunálním odpadem.

AT01004



Váha:	1,5 kg
Výška:	37-54cm
Šířka(vč. nohou):	45cm
Průměr:	31cm

AT01005



Váha:	2 kg
Výška:	37-54cm
Šířka(vč. nohou):	45cm
Průměr:	31cm

UPOZORNĚNÍ:

Židličku do sprchy s opěrkou používejte s nejvyšší opatrností. Ujistěte se, že je židlička správně smontovaná.

Na židličce se nehoupejte – hrozí převrácení vzad.

Maximální hmotnost uživatele je 100 kg.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

