

## Záruční list

Model:

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Výrobní číslo:

- 1) Firma **Ortgroup Medical s.r.o.**, 1.Máje 3236/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice , dává od data prodeje záruku dva roky na stoličky do sprchy.
- 2) Během trvání záruční doby se firma **Ortgroup Medical s.r.o.** zavazuje zajistit **nezbytné opravy, aby byla stolička do sprchy funkční, a to v období 30 dnů od data obdržení reklamovaného zboží.**
- 3) Pokud **Ortgroup Medical s.r.o.** zjistí, že **náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.**
- 4) V případě že zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup Medical s.r.o.(bod 1) nebo se obraťte na prodejce.
- 5) **Před uvedením do provozu se seznamte s příloženou uživatelskou příručkou pro obsluhu. Pokud nedojde k užívání výrobku se souladem s uživatelskou příručkou tato reklamacie je nebude uznána.**
- 6) **Záruka se nevztahuje na propíchnutí nebo prořezání měkkých částí. Záruka se nevztahuje na poškození působením statické zátěže nad 100 kg nebo dynamické zátěže přes 100 kg, navázání kontaktu s mastnými látkami a benzínem.**
- 7) Tato záruka je platná pouze s dokladem o koupi zboží (paragon, účtenka, faktura).
- 8) **Reklamacie bez přiložení potvrzení o koupi nebude uznána.**

## Návod k použití

### SEDAČKA DO SPRCHY AT51117, AT01005



## SEDAČKA DO SPRCHY AT51117, AT01005

Sedačka do sprchy je určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mobility, aby jim pomohla použít sprchu. Nohy sedaček jsou výškově nastavitelné – zajišťují maximální uživatelský komfort.

Sedačky do sprchy jsou vybaveny protiskluzovými násadci. Po použití je nutné sedačku do sprchy udržovat čistou – popř. důkladně umýt. Je možné používat běžné čisticí a desinfekční prostředky.

Po vyřazení z provozu je nutné s výrobkem zacházet jako s komunálním odpadem.

### AT51117



Váha:	1,5 kg
Výška:	37-54cm
Šířka (vč. nohou):	45cm
Průměr:	31cm

### AT01005



Váha:	2 kg
Výška:	37-54cm
Šířka (vč. nohou):	45cm
Průměr:	31cm

#### UPOZORNĚNÍ:

**Sedačku do sprchy s opěrkou používejte s nejvyšší opatrností. Ujistěte se, že je sedačka správně smontovaná.**

**Na sedačce se nehoupejte – hrozí převrácení vzad.**

**Maximální hmotnost uživatele je 120 kg.**

#### Výrobce:

ANTAR Sp. J.  
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Polsko



**Distribuce:**

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Tel.: 596 630 615